

FFP

新鮮凍結血漿

ドライモード

解凍器



これからの、スタンダード。

- 解凍まで自動でおまかせの簡単操作
- FFP すべてのサイズに対応 (異なるサイズの混在可能)
- クリオ製剤・CRYOSEAL®に対応 (アップグレード・オプション)
- 温度バリデーションに対応 (アップグレード・オプション)
- 購入後でもアップグレードを適用可能 (今後さらなる拡張機能を提供予定)

エビデンスのあるモノづくり
北陽電機株式会社
hokuyo-denki.co.jp



仕様

	2 バッグ対応	4 バッグ対応
型式	FP-2000 G2	FP-4000 G2
対応製剤	新鮮凍結血漿 120ml, 240ml, 480ml クリオプレシピテート (オプション) CRYOSEAL®シリンジキット (オプション)	
平均解凍時間	120mL : 12'25" 240mL : 21'17" 480mL : 30'50" 譲渡血によるプール製剤, -30℃凍結, ノーマル解凍モード	
解凍モード	ノーマル解凍モード (製剤 20℃仕上がり) しっかり加温モード (製剤 30℃仕上がり) クリオ解凍モード (オプション) CRYOSEAL モード (オプション)	
電源定格	100V 50-60Hz	
ピーク最大電流	6A	12A
大きさ[mm]	幅 276×奥行 415×高 330	幅 510×奥行 420×高 330
重さ	12kg	21.6kg
医療機器クラス分類	クラス I (一般医療機器) 血漿融解装置	
製造販売届出番号	11B3X10047000004	11B3X10047000005
E M C 規格	JIS T0601-1-2:2018 適合 (RTL04460-A0000163)	

(必須消耗品) プロテクタバッグ		解凍に必要な消耗品です。 FFP と機器が直接触れないよう保護し、 万が一の際の <u>血液もれを受け止めます</u> 。 品番 : FPD-P050-100P (100 枚入) FPD-P050-500P (500 枚入)
(オプション部品) ダストカバー	 FP-4000G2 への装着例	開閉式の透明な樹脂カバーです。 埃や異物などが機器内に入るのを防ぎます。 (取り付けの有無による解凍性能への影響はありません)
	品番 : FP2000-P086	品番 : FP4000-P086

お試し用のデモ機をご用意しております ぜひ実機でお確かめください

製造販売元

北陽電機株式会社

埼玉県北本市北本 1-156

Tel.048-591-3618



CRYOSEAL® は旭化成メディカル株式会社の登録商標です